



Procedimentos para instalação do Visual Med Photo


1) Abra a pasta do Visual Med Photo e dê um duplo clique no arquivo "instala.exe";




2) Leia o contrato de licença e clique no botão "Sim";




3) Selecione o diretório onde o Visual Med Photo será instalado e clique no botão “*Procurar*” para especificar o local de destino da instalação. Selecione o local desejado e clique no botão “*Avançar*”.




4) Informe o nome da sua empresa e do usuário e clique no botão “*Avançar*”;



5) Clique no botão “*Instalar*”;



Observação: Pode acontecer que o erro seguinte aconteça de acordo com a configuração do seu computador. Caso ocorrer, clique em “ok” e prossiga com a instalação.



6) Instalação concluída!


7) Para utilizar o software, você deve registrá-lo, clique no botão “*Sim*” e siga os passos a seguir.

LICENÇA DE USO

A instalação do Visual Med Photo foi concluída, mas falta obter a licença para poder utilizar o sistema.

Você pode obtê-la de duas maneiras:

- Após a instalação, clique no botão “*Sim*”;
- Após a instalação, clique no botão “*Não*”. Veja o tópico “**COMO HABILITAR O Visual Med Photo APÓS A INSTALAÇÃO:**”




Nota: Se você iniciar o programa sem validar a licença de uso, aparecerá a seguinte mensagem de erro:




8) Acesse <http://www.atonus.com.br/contato.asp> e ligue no telefone de Suporte da Atonus para obter o Código do Reset, ou seja, o número da licença.

Você deve informar à pessoa do suporte o *Número de Série*, *Contador Atual* e *Complemento* do sistema, exibidos no formulário, como no exemplo abaixo:




9) Insira o número do *Código do Reset* e clique no botão "Ok";



10) Clique no botão "Ok"


11) Clique no botão “*Reiniciar Agora*”. Seu computador será reiniciado.



COMO HABILITAR O Visual Med Photo APÓS A INSTALAÇÃO

Se você instalou o sistema e ainda não o habilitou, execute os passos a seguir:


1) Abra o menu do Visual Med Photo e execute o arquivo “*config.exe*”;



2) Na tela do Config.exe deve-se selecionar a opção “*Reset Remoto*” e clicar no botão “*Executar*”;




3) Clique no botão “*OK*”;



4) Ligue para o telefone de contato da ATONUS (12) 3941-7225 para obter o código da licença (código do Reset).

Você deve informar para o atendente o número de série, contador atual e o complemento exibido no formulário a fim de obter o código e o novo número de série.



5) Clique no botão "OK" e a etapa de habilitação da instalação está concluída.

